

**PUERICULTURA:
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL TEST REQUEST FORM**

Gentile cliente,

le chiediamo cortesemente di **scaricare** il modulo *Test Request Form Puericoltura*, **compilarlo in ogni parte di suo interesse** e **inviarlo tramite posta elettronica** al suo referente presso l'Istituto. La preghiamo inoltre di **stampare una copia, firmarla ed inviarla unitamente ai campioni** da sottoporre a verifica. In questo modo potremo impostare una quotazione che incontri al meglio le vostre necessità. La nostra proposta terrà in considerazione i requisiti di norme e direttive vigenti per il mercato europeo (paesi membri CEN); vi precisiamo che esistono requisiti specifici per la commercializzazione di alcune tipologie di prodotto in Francia e nel Regno Unito, per i quali siamo in grado di effettuare le verifiche previste. Siamo inoltre a vostra completa disposizione per effettuare valutazioni inerenti altri mercati (per esempio CPSC per Usa, CCC per il mercato cinese, certificazione GOST per la Russia). Vi invitiamo a precisare i mercati di vostro interesse nella sezione dedicata.

IMPORTANTE**CAMPIONAMENTO**

Per poter effettuare una analisi completa è necessario che il prodotto venga fornito così come proposto al consumatore, completo quindi di **marcature** (etichette applicate), **imballaggio**, **informazioni d'acquisto** (presenti sul pack o come cartellino da applicare al prodotto al punto vendita) ed **istruzioni d'uso**.

Per succhietti e tettarelle è necessaria la fornitura di almeno 25 campioni per tipologia di materiale. Per piatti, bottiglie, catenelle di almeno 4 pezzi. Per gli articoli di puericoltura pesante è preferibile la fornitura di almeno 2 campioni.

REQUISITI CHIMICI

Vi ricordiamo che esistono restrizioni relative ai materiali che vengono in contatto con alimenti (regolamento CE 1935/2004 e DM 21 Marzo 1973) e in materia di utilizzo di talune sostanze e preparati pericolosi (allegato XVII del regolamento CE 1907/2006 REACH).

TEMPI DI GESTIONE

La procedura di gestione *normal* prevede 15 gg lavorativi, la gestione in modalità *rush* e *priority* rispettivamente 10 gg e 5 gg lavorativi. La disponibilità per i servizi *rush* e *priority* sarà confermata sulla base della disponibilità del laboratorio e della tipologia di prove richieste.

Per prodotti con funzioni multiple, i tempi di gestione verranno concordati in funzione delle caratteristiche dell'articolo.

CONDIZIONAMENTO

Il condizionamento dei campioni viene effettuato qualora richiesto dal metodo di prova e questa fase estende i tempi necessari per le analisi. Se desiderate effettuare le prove omettendo tale condizionamento vi chiediamo cortesemente di segnalarcelo, ma vi informiamo che il rapporto di prova riporterà una nota relativa a tale richiesta, in quanto deviazione dal metodo di prova stesso.